

## HP-MP

### Technische Daten

**Farbe:** Blau/ weiß, RAL 5.007/ 7.035

**Beschriftung:** Deutsch

**Betriebsanleitung:** 1 Kopie, deutsch

**Abmessungen:** 750 x 1.120 x 1.404 mm

**Gewicht:** Ca. 630 kg

**Mahlgefäß:** Wolframcarbid oder gehärteter Stahl 100 ccm  
Volumen

### Presswerkzeug:

51,5 mm x 35 mm x 8,6

40 mm x 35 mm x 14 mm

### Stromversorgung und –verbrauch

**Spannung:** 400 V, 50 Hz, 3-Phasen-Wechselstrom

**Mittelpunktsleiter:** Nicht erforderlich

**Leistungsaufnahme:** Ca. 5 kVA

### Druckluftversorgung und –verbrauch:

**Druck:** Min. 5 bar, max 10 bar

**Verbrauch:** Ca. 1.800 dm<sup>3</sup> pro Probe

**Anschluss:** ND 13 mm

### Bearbeitungsparameter:

**Mahldauer:** 0-999 s

**Pressdruck:** Max. 160 KN

### Bearbeitbares Material:

**Korngröße:** < 5 mm



**Härte:**

< 5 Mohs

Die Ausführung der Maschine entspricht den geltenden UVV- und VDE- Vorschriften.  
Technische Änderungen vorbehalten.