

## HSM 50

### Technische Daten

<b>Farbe:</b>	Blau RAL 5007/7035
<b>Beschriftung:</b>	Deutsch
<b>Betriebsanleitung:</b>	1 Kopie in Deutsch
<b>Zubehör:</b>	1 Satz Schlüssel

<b>Abmessung Maschine einschl. Verpackung:</b>	850 x 850 x 1.100 mm
--	----------------------

<b>Gewicht Maschine einschl. Verpackung:</b>	180 kg
--	--------

### Stromversorgung und -verbrauch:

<b>Spannung:</b>	400 V, 50 Hz, 3-phasig
<b>Mittelpunktsleiter:</b>	Nicht erforderlich
<b>Stromverbrauch:</b>	2,5 kVA

### Elektro-Schaltschrank (integriert):

<b>PLC-Steuerung:</b>	Simatic C7
<b>Steuerspannung:</b>	24 V
<b>Schutzart:</b>	IP 44
<b>Isolationsklasse:</b>	B

### Optionen:

- Mahlgefäß 10 ccm (Chromstahl oder Wolframkarbid)
- Mahlgefäß 50 ccm (Chromstahl oder Wolframkarbid)

Die Ausführung der Maschine entspricht den geltenden UVV- und VDE-Vorschriften.  
Technische Änderungen vorbehalten.